



Magnetoterapia EASY Qs

Magnetoterapia portátil, práctica e intuitiva



EASY Qs

Características

EASY Qs es un equipo portátil y práctico, intuitivo y fácil de usar, particularmente apropiado para tratamiento con objetivo.

Los aplicadores Flexa suministrados con el equipo son muy flexibles y pueden ser adaptados para adecuarse a todas las superficies del cuerpo; el campo magnético se mantiene constante y uniforme, y puede ser expedido perpendicular a la superficie de aplicación.

Los aplicadores Flexa también tienen una vibración efectiva, que puede ser usada cuando el masaje es terapéutico y/o disfrutado por el paciente.

EASY Qs ofrece programas de tratamiento pre-establecidos, permitiendo al operador personalizar los parámetros de emisión según el tipo de paciente, patología, y fase clínica.

Marcado CE según directiva 93/42 CEE.

DATOS DE PEDIDO

Cod. 458354 - Easy Qs

- Generador Easy Qs
- 2 aplicadores Flexa
- Bolsa de transporte

Accesorios

504230 Aplicador Flexa

El aplicador Flexa, con efecto de vibración, es muy flexible y puede ser adaptado para adecuarse a todas las superficies del cuerpo, manteniendo el campo magnético constante y uniforme, permitiendo que la emisión sea expedida perpendicular a la superficie de aplicación.

Los aplicadores son particularmente apropiados para tratamiento localizado y para curación de fracturas de los huesos grandes.

Especificaciones Técnicas

- 1 canal con 2 salidas para conectar los aplicadores Flexa
- Frecuencia desde 0.5 a 100 Hz
- 240 Gauss por aplicador (20 Gauss x 12 bobinas)
- Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100%
- Tiempo de tratamiento desde 1 a 99 mins o continuo
- Programas pre-establecidos que pueden ser modificados, y pueden guardarse
- Luz trasera LCD
- Teclado de membrana
- Suministro: 90-260V~ 50-60Hz 50 VA max
- Dimensiones Generador 36 x 28 x 10 cm 5 kg
- Dimensiones bolsa transporte: 50x18x36 cm
- Peso código. C3411: 8.0 kg



al Servicio de la Salud



C/ Yolanda González nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid
Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17 - e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.primphysio.es