

Entrenamiento del suelo pélvico con ContiCure



www.primphysio.es

Experimenta tu nuevo "yo"



Conoce la próxima generación de Tonificación Corporal

Terapia con ContiCure

Tiempo de aplicación

La aplicación dura entre **20 y un máximo de 30 minutos**, dependiendo del programa. Sin embargo, el usuario también tiene la **opción de crear programas individuales** para el paciente con el fin de abordar las necesidades del paciente de manera específica.

Terapia

La paciente se sienta cómodamente en la silla mientras **los músculos del suelo pélvico se estimulan de forma óptima** durante todo el tiempo de tratamiento.

Recomendación de tratamiento

Dependiendo del paciente, **se recomiendan entre 8-10 tratamientos**. Algunos pacientes informan una mejoría en sus problemas de incontinencia después de los primeros tratamientos.

Terapia de campo magnético

Tratamiento con energía electromagnética

Utilizando la terapia de campo magnético, **se induce una corriente en la célula que causa una contracción de los músculos del suelo pélvico.** Este fortalecimiento de los músculos **conduce a una mejora de los problemas de incontinencia.**

ContiCure ofrece los parámetros de tratamiento adecuados para cada paciente.

Seleccione el objetivo del tratamiento de uno de los 4 programas predefinidos. Esto **permite el tratamiento de la incontinencia de estrés, la incontinencia mixta y de esfuerzo,** y además se puede seleccionar el entrenamiento general del suelo pélvico.

ContiCure tiene un gran aplicador que se inserta en la silla de tratamiento para la terapia. **La intensidad se puede ajustar individualmente** durante el tratamiento dependiendo de la sensación del paciente



Entrenamiento muscular del suelo pélvico a través de la terapia de campo magnético.

La silla: el foco central de su consulta



Posiciones intercambiables

La posición sentada se puede ajustar mediante las tres incrustaciones diferentes, dependiendo del tamaño del paciente.



Higiene

La funda biocompatible se puede **desinfectar** con productos de limpieza convencionales y garantiza un tratamiento higiénico.



Diseño de alta calidad

La silla está fabricada íntegramente en Alemania y **revestida a mano con un tejido de alta calidad**.



Diseño simple para una operativa intuitiva.

Perilla de control para ajustar las intensidades.



El dispositivo

Flexibilidad para tratamientos individuales



Protocolos individuales

También es posible almacenar **protocolos individuales** con parámetros que se configuran especialmente para el paciente.



Protocolos predefinidos

Protocolos predefinidos para el **tratamiento profesional** de la incontinencia de esfuerzo, de urgencia y mixta, así como para el entrenamiento general del suelo pélvico, están a disposición de la usuaria.



Características técnicas

Tiempo de trabajo:



La aplicación dura entre **20 y un máximo de 30 minutos**, dependiendo del programa. Sin embargo, el usuario también tiene la opción de crear programas individuales para el paciente con el fin de abordar las necesidades de manera específica.

Terapia:

El paciente se sienta cómodamente en la silla, mientras que **los músculos del suelo pélvico se estimulan óptimamente** durante todo el tiempo de tratamiento.

Recomendación de uso:

Dependiendo del paciente, **se recomiendan entre 8-10 tratamientos**. Algunos pacientes reportan una mejoría en sus problemas de incontinencia después de las primeras sesiones.



Especificaciones técnicas

DATOS PEDIDO

- 839674 Conticure

Accesorios:

- 839675 Cojín Conticure
- 839785 Silla Conticure

MANTENIMIENTO


- **Higiene:** La cubierta biocompatible se puede desinfectar con agentes de limpieza convencionales y garantiza un tratamiento higiénico.
- **Diseño de alta calidad:** La silla está totalmente fabricada en Alemania y cubierta a mano con un tejido de alta calidad.

DATOS TÉCNICOS

- Voltaje principal: 100-240 V / 50-60 Hz
- Frecuencia: 1-150 Hz
- Canal: 1 canal
- Protocolos de tratamiento: 4 protocolos diferentes
- Dimensiones de la carcasa: 118 x 70 x 57 cm
- Peso: 60Kg



¡Tienda Online de Fisioterapia y Rehabilitación!



**Ventajas de
comprar en**
tiendaprimdefisio.com



**Sitio
Seguro SSL**



**Pago
PayPal**



Envío
48-72h



Envío gratuito
a partir de 120€
antes de iva



**Más info.
productos**
www.primphysio.es



C/ Yolanda González, 15
Pol. Ind. Nº. 1
28938 Móstoles - Madrid

e-mail: info@prim.es
Tel. : (+34) 913 342 400
[www.https://www.primphysio.es/](https://www.primphysio.es/)