



## KINETEC BREVA

Kinetec Brevia™ proporciona movimientos anatómicamente correctos para el tobillo y el pie. Se puede usar en la cama o mientras se está sentado en una silla.

# KINETEC BREVA

- Los movimientos son posibles:  
Flexión plantar 40° a Dorsiflexión 30°  
Eversión 25° a Inversión 25°
- Control remoto intuitivo con características únicas

El movimiento anatómico y preciso

KINETEC BREVA™ permite el movimiento de tobillo y pie en 2 dimensiones, desde la flexión plantar/dorsal más común (-40° a 30°) hasta el movimiento más avanzado de eversión/inversión. (-25° a 25°).

El control remoto digital proporciona una retroalimentación precisa y clara al paciente, así como ayuda a la terapia con funciones únicas como el calentamiento o el by-pass (superar el rango de movimiento).


La seguridad es lo primero

El mando a distancia tiene un sistema de bloqueo del teclado que evita el mal uso y aumenta la seguridad del paciente.

DATOS DEL PEDIDO:  
824102 Kinetec Brevia

Especificaciones técnicas

- Posibilidad de bloquear el ajuste de los parámetros.
- El inicio, la parada y la reversión están siempre disponibles para el paciente.
- Ajuste preciso de los parámetros del movimiento: ROM, velocidad, pausas en el límite de extensión o flexión, para mejorar los resultados.
- Dispositivo eléctrico de tipo BF clase II.
- Velocidad: 150° a 440° por minuto.
- Peso: 8 kg (sin la caja).
- Tamaño del dispositivo: Largo 35cm, ancho 41cm, alto 30cm.
- Tamaño del paciente: Todos los tamaños desde los 7 años.



PRIM S.A. P. Industrial Nº1 Calle Yolanda Gonzalez, 15. 28938 Móstoles - Madrid

telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia @ prim.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia

[www.primphysio.es](http://www.primphysio.es)

R - 21 02 018 F R00