



PRIM



MANUMED OPTIMAL

3 Secciones hidráulica.

Camilla de masaje profesional, gran robustez, estabilidad y muy fácil de desplazar.

MANUMED OPTIMAL 3secciones hidráulica

La versatilidad de la Manumed Optimal 3 le ofrece, al fisioterapeuta actual y exigente, el tratamiento perfecto y la camilla de masaje adecuada. Todo es posible: posición tumbado o sentado, posición de flexión Trendelenburg, la cual puede adaptarse durante el tratamiento con el paciente simplemente tumbado en la camilla.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Secciones ajustables de 3 a 5.
- Muchas posiciones ajustables, incluyendo la de inclinación y las posiciones (anti) Trendelenburg.
- Capacidad de carga hasta de 200kg.
- La sección de cabeza se pliega totalmente para un mejor acceso a la región cervical.
- Manillas posicionadas en la camilla.
- Opcional con apertura triangular de nariz o sin apertura.
- Hueco grande de nariz, permitiendo un movimiento próximo o distal del paciente incluso cuando esté tumbado boca abajo.
- Mecanismo de subida de ruedas para facilitar el movimiento de la camilla.
- La altura puede ajustarse hidráulicamente.
- Posición totalmente relajada desde el inicio en la posición boca abajo con una sección de cabeza.


TAPICERÍA	
Colore ⁽²⁾	Codice
Negro	012
Gris	213
Azul Sirio	204
Azul cian	169
Turquesa	141
Lavanda	199
Menta	138
Amarillo	127
Negro	811
Gris	812
Rojo	852
Blanco	888
Azul	933
Beige	851

DATOS PEDIDO:

Tipo 212 Manumed Optimal 3 secciones, sin la posición de inclinación, elevación hidráulica.




Tipo 213 Manumed Optimal 3 secciones, con la posición de inclinación, elevación hidráulica.



Tipo 214 Manumed Optimal 3 secciones, sección de cabeza con secciones de brazo ajustables, sin la posición de inclinación, elevación hidráulica.

Tipo 215 Manumed Optimal 3 secciones, sección de cabeza con secciones de brazo ajustables, con la posición de inclinación, elevación hidráulica.



DATOS TÉCNICOS:

- Tamaño del tablero (lxw): 200x67cm (opcional 57 o 80cm de ancho).
- Ajuste de altura: 47-97cm hidráulica.
- Tiempo de elevación (min-max): aproximadamente 18 segundos.
- Capacidad de levantamiento: 200Kg.

OPCIONAL:

Manejo periférico.



PRIM S.A. C/ Yolanda González 15. (antigua Calle F) P. Industrial Nº1 · 28938 Móstoles - Madrid

Telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia@prim.es

www.primphysio.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia