



Láser HIRO 3.0 HILTERAPIA

Hilterapia® es una técnica terapéutica basada en una emisión láser de alta intensidad exclusiva que, trabajando en condiciones de absoluta seguridad, permite obtener eficacia en la acción terapéutica de profundidad. Ideal para el tratamiento de patologías dolorosas que afectan el aparato osteo-muscular-articular, desde el más superficial hasta los más profundos.



LÁSER HIRO 3.0

Sólo los dispositivos HIRO 3.0 y SH1 son capaces de alcanzar los altos niveles de seguridad de intensidad - profundidad - seguridad de Hilterapia® al mismo tiempo. Los dos modelos están dirigidos a diferentes necesidades. SH1 combina la eficacia en el tratamiento de patologías musculares con la facilidad de uso de su portabilidad. HIRO 3.0 permite realizar, además de la gestión de dolor, también una acción reparadora y regenerativa profunda, con la pieza de mano de DJD dedicada.

Como resultado de nuestra experiencia de medicina del deporte con clínica móvil del Dr. Costa en el Campeonato Mundial de MotoGP y el equipo de Esgrima italiana, Hilterapia® ahora es transportable: dimensiones reducidas con grandes actuaciones. En realidad trata eficazmente dolores musculares con resultados analgésicos y antiinflamatorios también en profundidad y se cura el edema. Resultados en los síntomas de dolor son evidentes desde la primera sesión de tratamiento.

INDICACIONES PRINCIPALES:

- Osteoartritis y procesos degenerativos.
- Bursitis, sinovitis, capsulitis, codo de tenista, síndrome de pinzamiento.
- Tenosinovitis y tendinitis.
- Edema y traumas de distorsión.
- Patologías postraumáticas, también debido a la sobretensión.
- Síndromes de aductores, esguinces tibio tarsal, inflamaciones insercionales, condropatías patelares, y todos los de Traumatología Deportiva.

SIMPLEMENTE ÚNICA:

- Efectos inmediatos y a largo plazo.
- Tratamiento rápido, seguro e indoloro.
- Resultados certificados por documentación científica.
- Tecnología terapéutica utilizada por clínicas importantes y centros médicos alrededor del mundo.
- PATENTADO EN LOS EE.UU. Y APROBADO POR LA FDA.

PIEZA DE MANO ESTANDAR

Para el tratamiento de dolor con un espaciador para la correcta entrega de energía en el volumen de tratamiento. Intensidad 15.000 W/cm².

PIEZA DE MANO DJD

Pieza de mano DJD para terapia regenerativa, optimizando la transferencia de impulsos HILT al tejido. Patentado.

DATOS DE PEDIDO

511144 Láser Hilterapia HIRO 3.0

Garantía de 2 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alta intensidad el láser de ND: YAG pulsado.
- Potencia de pico: 3 KW.
- Energía por pulso (máx.) 350 mJ.
- Potencia promedio: 10,5 W.
- Fluencia: 1780 mJ/cm².
- Duración del pulso < 120 µs.
- Interfaz de usuario a través de una pantalla táctil con gráficos y colores BrightView.
- Software operativo Fácil de usar.
- Programas para modificar y guardar los parámetros.
- Energía Emitida calculada automáticamente de acuerdo con las funciones seleccionadas.

ALARMAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

- Señal acústica para el comienzo y el final de la terapia.
- Fecha y hora.
- Opción de idioma.
- Máquina señales de Estado y alarmas.
- Botón de parada de emergencia para la emisión láser
- Luz de aviso de emisión de láser.
- Bloqueo.



al Servicio de la Salud



C/ Yolanda González nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid
Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17 - e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.primphysio.es